



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Katalog

Contact us for more catalogs of **PTFE(Teflon) Products**, usw

KINTEK

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

Kintek ist ein technologieorientierter Innovator, der sich auf die Herstellung von Hochleistungs-PTFE-Produkten spezialisiert hat und ein umfassendes Portfolio an korrosionsbeständigen Verbrauchsmaterialien (z. B. PFA-Laborgeräte, Spezialschläuche und Auskleidungen), Präzisionsdichtungskomponenten (z. B. Dichtungen, O-Ringe und Membranen) sowie integrierte Fluidsystemlösungen (einschließlich Rohrleitungen, Ventile, Fittings und kundenspezifische Komponenten) anbietet. Unsere Produkte sind für kritische Anwendungen wie die chemische Verarbeitung, die Halbleiterherstellung, die pharmazeutische Industrie und fortschrittliche Forschungsumgebungen konzipiert, die höchste Reinheit und chemische Inertheit erfordern. Die robusten und sorgfältig konstruierten Produkte von Kintek zeichnen sich durch außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Kontaminationskontrolle und Betriebszuverlässigkeit aus. Sie ermöglichen es der Industrie, korrosive und hochreine Flüssigkeiten mit größtmöglicher Sicherheit und Effizienz zu handhaben, die Prozessintegrität zu gewährleisten und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern.



Ptfe-Tiefverdampferschalen Anpassbare Lösungen Für Labor Und Industrie

Artikelnummer: PL-1001



Einführung

Hochwertige PTFE-Tiefenverdampferschalen für Labore. Chemikalienbeständig, antihafbeschichtet und anpassbar. Ideal für die Handhabung von Proben. Holen Sie sich Ihre jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Schale Typ	Boden Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser der Öffnung (mm)	Höhe (mm)	Dicke des Bodens (mm)	Wanddicke (mm)
Tief Typ 20mm	20	15	20	5	2.5
Tief Typ 30mm	30	25	20	5	2.5
Tief Typ 40mm	40	30	20	5	5
Tief Typ 50mm	50	40	20	5	5
Tief Typ 60mm	60	50	20	5	5
Tief Typ 70mm	70	60	20	5	5
Tief Typ 80mm	80	70	20	5	5
Tief Typ 90mm	90	80	20	5	5
Tief Typ 100mm	100	90	20	5	5
Tief Typ 120mm	120	110	20	5	5

Kundenspezifische Ptfe-Flachverdampfer Für Verschiedene Anwendungen

Artikelnummer: PL-1002



Einführung

Flache Verdunstungsschale aus hochreinem PTFE für Labore. Chemikalienbeständig, nicht klebend, ideal für die Probenverdampfung. Kundenspezifische Größen verfügbar. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Außendurchmesser des Bodens (mm)	Innendurchmesser der Mündung (mm)	Gesamthöhe (mm)	Dicke des Bodens (mm)	Wanddicke (mm)
Flacher Typ 20mm	20	15	10	5	2.5
Flacher Typ 30mm	30	25	10	5	2.5
Flacher Typ 40mm	40	30	10	5	5
Flacher Typ 50mm	50	40	10	5	5
Flacher Typ 60mm	60	50	10	5	5
Flacher Typ 70mm	70	60	10	5	5
Flacher Typ 80mm	80	70	10	5	5
Flacher Typ 90mm	90	80	10	5	5
Flacher Typ 100mm	100	90	10	5	5

Maßgeschneiderte Ptfe-Verdampferschalen Für Verschiedene Anwendungen

Artikelnummer: PL-1004



Einführung

Hochreine PTFE-Verdampfungsschalen für Labore, beständig gegen Säuren und Lösungsmittel. Nicht klebend, langlebig, ideal für die Probenvorbereitung. Kundenspezifische Größen verfügbar. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

Fassungsvermögen (mL)	Höhe (mm)	Innendurchmesser (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105

Maßgeschneiderte Quadratische Ptfе-Schalen Für Industrie Und Labor

Artikelnummer: PL-1005



Einführung

Hochwertige quadratische PTFE-Schalen für Labor und Industrie. Chemikalienbeständige, antihaftende, hochreine PTFE-Schalen für Halbleiter und medizinische Anwendungen. Kundenspezifische Größen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Innen L*B*H (mm)	Außen L*B*H (mm)
40mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120mm	120*120*20mm	110*110*15mm

Anpassbare Ptfe-Tiegel Für Labor- Und Industrieanwendungen

Artikelnummer: PL-1006



Einführung

Hochreine PTFE-Tiegel mit Deckeln für Labore. Chemikalienbeständig, antihafbeschichtet und langlebig. Ideal für Probenaufschluss, AA, ICP-MS. Kundenspezifische Größen erhältlich.

[Mehr erfahren](#)

Fassungsvermögen	Oberer Außendurchmesser (mm)	Unterer Durchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107

Anpassbare Ptfe-Dreihalsflaschen Für Anspruchsvolle Chemische Anwendungen

Artikelnummer: PL-1007



Einführung

Unsere Hochleistungs-Dreihals-Rundkolben werden fachmännisch aus reinem Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt, einem Material, das für seine außergewöhnlichen Eigenschaften bekannt ist und sich daher ideal für anspruchsvolle Labor- und Industrieumgebungen eignet.

[Mehr erfahren](#)

Kapazität / Halskonfiguration	Gesamthöhe (ca.)
50ml	/
100ml	114mm
250ml/24*3	135mm
500ml/24*3	180mm
1000ml/24*3	/
2000ml/24*3	/

Ptfe-Probenahme­löffel Für Chemische Lösungsmittel

Artikelnummer: PL-1008



Einführung

Entdecken Sie unsere hochreinen PTFE-Probenlöffel (Polytetrafluorethylen, allgemein bekannt als Teflon), die sorgfältig für die sichere, präzise und kontaminationsfreie Handhabung von Chemikalien, Lösungsmitteln, Pulvern und verschiedenen Proben entwickelt wurden.

[Mehr erfahren](#)

Fassungsvermögen (ml)	Gesamtlänge (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500

Kundenspezifische Ptfе-Messzylinder Für Anspruchsvolle Wissenschaftliche Und Industrielle Anwendungen

Artikelnummer: PL-1009



Einführung

Entdecken Sie die überlegene Leistung unserer Messzylinder aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die für Präzision und Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.

[Mehr erfahren](#)

Fassungsvermögen	Gesamthöhe	Äußerer Durchmesser	Gewicht
10ml	108mm	17mm	42g
20ml	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/

Kundenspezifische Ptfе-Flaschen Für Verschiedene Industrielle Anwendungen

Artikelnummer: PL-1010



Einführung

Hochreine PTFE-Flaschen für die Lagerung von Chemikalien, beständig gegen Säuren und Lösungsmittel. Breite/enge Mündung, auslaufsicher, langlebig. Ideal für Labor und Industrie.

[Mehr erfahren](#)

Volumen	Höhe	Durchmesser	Durchmesser der Mündung	Gewicht
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	107mm	54mm	30mm	144.7g
150ml	110mm	62mm	30mm	183.3g
200ml	123mm	70mm	37mm	244.9g
250ml	131mm	71mm	37mm	248g
500ml	153mm	82mm	35mm	364.7g
1000ml	195mm	109mm	51mm	836.2g

Volumen	Höhe	Durchmesser	Durchmesser der Mündung	Gewicht
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	115mm	54mm	22mm	133.9g
150ml	110mm	62mm	22mm	173.8g
200ml	126mm	70mm	30mm	228g
250ml	135mm	71mm	30mm	242g
500ml	154mm	82mm	30mm	340.7g
1000ml	190mm	109mm	35mm	733.6g

Hersteller Von Kundenspezifischen Ptfе-Teilen Für Teflon-Behälter Und -Komponenten

Artikelnummer: PT-1011



Einführung

Hochpräzise PTFE-Behälter für Labor und Industrie. Chemikalienbeständig, anpassbare Größen. Ideal für Halbleiter-, Medizin- und Laboranwendungen. Angebot einholen!

[Mehr erfahren](#)

Rundes Gefäß (Außendurchmesser * Innendurchmesser * Innentiefe)	Quadratische/rechteckige Schale (Innenlänge x Breite * Innentiefe)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (ca. 5L PTFE-Zylinder)
92*83*19mm	10L PTFE-Zylinder
102*93*20mm	15L PTFE-Zylinder

Kundenspezifisch Bearbeitete Geformte Ptfe-Teflon-Teile

Hersteller Für Labor Ito Fto Leitfähige Glasreinigung

Blumenkorb

Artikelnummer: PL-1013



Einführung

Hochreine PTFE-Blumenkörbe für Halbleiter- und Laboranwendungen. Chemikalienbeständig, kundenspezifische Ausführungen erhältlich. Ideal für Siliziumwafer und Glassubstrate.

[Mehr erfahren](#)

Durchmesser*Rillenbreite*Rillenlänge*anwendbare Kapazität

60mm*1,5mm*16mm*250ml Becher/20 Stück

60mm*2,5mm*16mm*250ml Becher/20 Stück

60mm*1,5mm*21mm*250ml Becher/20 Stück

60mm*2,5mm*21mm*250ml Becherglas/20 Stück

80mm*1,5mm*26mm*500ml Becherglas/20 Stück

80mm*2,5mm*26mm*500ml Becherglas/20 Stück

80mm*1,5mm*31mm*500ml Becherglas/20 Stück

80mm*2,5mm*31mm*500ml Becherglas/20 Stück

90mm*2,5mm*41mm*1000ml Becher/22 Stück

Benutzerdefinierte Ptfe-Teflon-Teile Hersteller Verstellbare Höhe Blumenkorb

Artikelnummer: PL-1014



Einführung

Hochreine PTFE-Blumenkörbe mit einstellbarer Höhe für Halbleiter- und Laboranwendungen. Chemikalienbeständig, antihafbeschichtet und anpassbar. Holen Sie sich Ihre noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Beispiel für Standardkonfigurationen (Außendurchmesser × Schlitzlänge × Breite):

45mm*30mm*1.5mm 5 Schlitz

60mm*50mm*1,5mm 6 Schlitz

80mm*65mm*1.5mm 8 Schlitz

Vollständig anpassbar: Schlitzbreite, Schlitzlänge, Anzahl der Schlitz und mehrteilige Montage können genau auf Ihre Spezifikationen zugeschnitten werden.

Kundenspezifische Ptfe-Teflon-Teile Hersteller Ptfe-Reinigungsgestell

Artikelnummer: PL-1015



Einführung

Hochreine PTFE-Blumenkörbe für Laboratorien und Halbleiteranwendungen.

Chemikalienbeständig, -180°C bis +250°C, kundenspezifische Größen erhältlich.

Kontaktieren Sie KINTEK noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Standard-Optionen: Durchmesser*Nutbreite*Anwendbare Kapazität

45*1,5mm*100ml

45*2,5mm*100ml

60*1,5mm*250ml

60*2,5mm*250ml

80*1,5mm*500ml

80*2,5mm*500ml

90*1,5mm*1000ml

90*2,5mm*1000ml

Kundenspezifische Ptfе-Teflon-Teile Hersteller Leitfähiges Glassubstrat Reinigungsgestell

Artikelnummer: PL-1016



Einführung

Hochreine PTFE-Blumenkörbe für die Laborreinigung, beständig gegen Chemikalien und extreme Temperaturen. Kundenspezifische Ausführungen für Halbleiter- und medizinische Anwendungen erhältlich.

[Mehr erfahren](#)

10×10mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	20×20mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	25×25mm (Schlitz z.B., 2,2mm)	30×30mm (Schlitz z.B., 2,2mm)
15×15mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	25×25mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	30×30mm (Schlitz z.B., 1,1mm)	

Kundenspezifische Ptf-Mikrowellenaufschlussgefäße Für Anspruchsvolle Anwendungen

Artikelnummer: PL-1003



Einführung

Hochreine PTFE-Mikrowellenaufschlussgefäße für eine sichere, kontaminationsfreie Probenvorbereitung. Ideal für ICP-MS, AAS und Spurenanalyse. Kundenspezifische Größen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation des Produkts	Innendurchmesser der Öffnung (mm)	Körperdurchmesser (mm)	Höhe mit Deckel (mm)
PTFE-Aufschlussgefäß 30ml	25	42	105
PTFE-Aufschlussgefäß 50ml	29	47	110
PTFE-Aufschlussgefäß 100ml	50	62	143
PTFE-Aufschlussgefäß 200ml	53	69	163

Anpassbare Ptfе-Schaber Und Schaufeln Für Anspruchsvolle Anwendungen

Artikelnummer: PL-1017



Einführung

Hochreine PTFE-Schaber und -Schaufeln für Laboratorien, Halbleiter- und Chemieindustrie. Chemikalienbeständige, antihaftbeschichtete, langlebige Werkzeuge für präzise Materialhandhabung. Kundenspezifische Lösungen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Typ	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke/Höhe (mm)	Länge des Griffs (mm)
Abstreifer	40mm	90 mm	5 mm	-
Abstreifer	60mm	120mm	5 mm	-
Abstreifer	100mm	150mm	5 mm	-
Abstreifer	150mm	200mm	5 mm	-
Abstreifer	200mm	200mm	5 mm	-
Abstreifplatte (T-Scraper)	150mm	120mm	5 mm	-
Abstreiferstange	10mm	120mm	10mm	-
Abstreifleiste	15mm	120mm	5 mm	-
Schaufel (flache Unterseite)	60mm	120mm	30mm	1000mm
Schaufel (flacher Boden)	100mm	120mm	40mm	120mm
Schaufel (flacher Boden)	120mm	150mm	60mm	100mm
Schaufel (flacher Boden)	160mm	200mm	50mm	1000mm
Schaufel (flacher Boden)	170mm	220mm	70mm	115mm
Schaufel (gebogener Boden)	110mm	150mm	80mm	100mm
Schaufel (gebogener Boden)	110mm	220mm	100mm	120mm
Flache Schaufel (langer Stiel)	150mm	80mm	10mm	900mm
Flache Schaufel (Langer Stiel)	150mm	100mm	30mm	800mm
Flache Schaufel (Langer Stiel)	200mm	150mm	15mm	500mm

Maßgeschneiderte Ptfe-Messkolben Für Anspruchsvolle Wissenschaftliche Und Industrielle Anwendungen

Artikelnummer: PL-1018



Einführung

Hochwertige PTFE-Messkolben für Laboratorien - chemikalienbeständig, antihafbeschichtet, präzise Messungen. Ideal für Halbleiter-, medizinische und analytische Anwendungen. Jetzt einkaufen!

[Mehr erfahren](#)

Volumen (mL)	Innendurchmesser der Öffnung (mm)	Maximaler Außendurchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Gewicht (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965

Hersteller Von Kundenspezifischen Ptfe-Teilen Für Teflonteile Und Ptfe-Pinzetten

Artikelnummer: PL-1019



Einführung

KINTEK legt großen Wert auf Präzisionsfertigung und bietet kundenspezifische Fertigung von Prototypen bis hin zu Großserienaufträgen.

[Mehr erfahren](#)



Kintek

Hauptsitz: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp