

1700°C Hochtemperatur Muffelofen Ofen Für Labor

Artikelnummer: KT-17M



Einführung

KT-17M Muffelofen: Hochpräziser 1700°C-Laborofen mit PID-Regelung, Energieeffizienz und anpassbaren Größen für Industrie- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Ofen-Modell		KT-17M / KT-17M Pro	
Max. Temperatur		1700°C	
Konstante Arbeitstemperatur		1600°C	
Material der Kammer		Japanische Tonerdefaser	
Heizelement		Molybdändisilicid (MoSi2)	
Heizrate		0-20°C/min	
Temperaturfühler		Thermoelement Typ B	
Temperaturregler		Digitaler PID-Regler (KT-17M) / 7-Zoll-Touchscreen-PID-Regler (KT-17M Pro)	
Genauigkeit der Temperaturregelung		±1°C	
Gleichmäßigkeit der Temperatur		±5°C	
Elektrische Versorgung		AC110-220V, 50/60HZ	
Standard-Kammergrößen Lagerbestände			
Kammergröße (mm)	Effektives Volumen (L)	Kammergröße (mm)	Effektives Volumen (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Kundenspezifische Größen und Volumen werden akzeptiert.			

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Ofen	1
2	Thermoblock	1
3	Tiegelzange	1
4	Hitzebeständiger Handschuh	1
5	Betriebshandbuch	1