

9Mpa Luftdruck Vakuum Wärmebehandlungs- Und Sinterofen

Artikelnummer: KT-APS



Einführung

Erzielen Sie eine hervorragende Keramikverdichtung mit dem fortschrittlichen Druckluft-Sinterofen von KINTEK. Hoher Druck bis zu 9MPa, präzise 2200°C Steuerung.

[Mehr erfahren](#)

Luftdruck-Sinterofen	Vertikaler Aufbau
Der Arbeitsbereich	Φ100×90mm, Φ200×220mm, etc.
Der Boden-Lift-Typ	Φ300×400mm, usw.
Der horizontale Typ	250×250×400mm, 375×375×475mm, usw.
Grad des kalten Vakuums	10 ⁻³ Pa, 10Pa, usw.
Maximaler Druck	1,2MPa, 2MPa, 6MPa, 9MPa
Temperatur	2000°C-2200°C