

Kundenspezifische Ptf-Mikrowellenaufschlussgefäße Für Anspruchsvolle Anwendungen

Artikelnummer: PL-1003



Einführung

Hochreine PTFE-Mikrowellenaufschlussgefäße für eine sichere, kontaminationsfreie Probenvorbereitung. Ideal für ICP-MS, AAS und Spurenanalyse. Kundenspezifische Größen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation des Produkts	Innendurchmesser der Öffnung (mm)	Körperdurchmesser (mm)	Höhe mit Deckel (mm)
PTFE-Aufschlussgefäß 30ml	25	42	105
PTFE-Aufschlussgefäß 50ml	29	47	110
PTFE-Aufschlussgefäß 100ml	50	62	143
PTFE-Aufschlussgefäß 200ml	53	69	163