

Benutzerdefinierte Ptfе-Teflon-Teile Hersteller Verstellbare Höhe Blumenkorb

Artikelnummer: PL-1014



Einführung

Hochreine PTFE-Blumenkörbe mit einstellbarer Höhe für Halbleiter- und Laboranwendungen. Chemikalienbeständig, antihafbeschichtet und anpassbar. Holen Sie sich Ihre noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Beispiel für Standardkonfigurationen (Außendurchmesser × Schlitzlänge × Breite):

45mm*30mm*1.5mm 5 Schlitz

60mm*50mm*1,5mm 6 Schlitz

80mm*65mm*1.5mm 8 Schlitz

Vollständig anpassbar: Schlitzbreite, Schlitzlänge, Anzahl der Schlitz und mehrteilige Montage können genau auf Ihre Spezifikationen zugeschnitten werden.