

Kundenspezifische Ptfe-Teflon-Teile Hersteller Ptfe-Reinigungsgestell

Artikelnummer: PL-1015



Einführung

Hochreine PTFE-Blumenkörbe für Laboratorien und Halbleiteranwendungen.

Chemikalienbeständig, -180°C bis +250°C, kundenspezifische Größen erhältlich.

Kontaktieren Sie KINTEK noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Standard-Optionen: Durchmesser*Nutbreite*Anwendbare Kapazität

45*1,5mm*100ml

45*2,5mm*100ml

60*1,5mm*250ml

60*2,5mm*250ml

80*1,5mm*500ml

80*2,5mm*500ml

90*1,5mm*1000ml

90*2,5mm*1000ml