

Maßgeschneiderte Ptfе-Messkolben Für Anspruchsvolle Wissenschaftliche Und Industrielle Anwendungen

Artikelnummer: PL-1018



Einführung

Hochwertige PTFE-Messkolben für Laboratorien - chemikalienbeständig, antihafbeschichtet, präzise Messungen. Ideal für Halbleiter-, medizinische und analytische Anwendungen. Jetzt einkaufen!

[Mehr erfahren](#)

Volumen (mL)	Innendurchmesser der Öffnung (mm)	Maximaler Außendurchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Gewicht (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965