

Dental Porzellan Zirkoniumdioxid Sintern Keramik Vakuum Presse Ofen

Artikelnummer: KT-DP10



Einführung

Präzisions-Vakuum-Pressofen für Labore: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Genauigkeit, max. 1200°C , anpassbare Lösungen. Steigern Sie noch heute die Effizienz Ihrer Forschung!

[Mehr erfahren](#)

Heizgeschwindigkeit	200°C/min max. (392°F /Minute)
Maximale Temperatur	1200°C max (2283°F)
Maximale Temperaturhaltezeit	2 Stunden
Vakuumgrad	1-101%
Elektrische Versorgung	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Nennstrom	14,5 Ampere bei 110 V 7,0 Ampere bei 230 V
Nennausgangsleistung	max 1500w
Abmessungen	H27cm x B36cm x T70cm
Durchmesser der Brennkammer	9cm(3.5")
Netto Gewicht	23Kg
Gewicht mit Verpackung	26.5Kg