

Hochtemperatur-Muffelofen Für Das Entbindern Und Vorsintern Im Labor

Artikelnummer: KT-MD



Einführung

KT-MD Entbinderungs- und Vorsinterungsöfen für Keramik - präzise Temperaturregelung, energieeffizientes Design, anpassbare Größen. Steigern Sie noch heute die Effizienz Ihres Labors!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Ofens		KT-MD	
Konstante Arbeitstemperatur		1100/1300 °C	
Material der Kammer		Japanische Tonerdefaser	
Heizelement		Cr2Al2Mo2-Drahtschlange/Siliziumkarbid	
Heizrate		0-20°C/min	
Temperaturfühler		Thermoelement Typ K/S	
Temperaturregler		Digitaler PID-Regler/PID-Regler mit Touchscreen	
Genauigkeit der Temperaturregelung		±1°C	
Elektrische Energieversorgung		AC200-440V,50/60HZ	
Standard-Kammergrößen Lagerbestände			
Kammergröße (mm)	Effektives Volumen (L)	Kammergröße (mm)	Effektives Volumen (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512

Hinweis: Andere Größen und Volumina können Ihren spezifischen Anforderungen angepasst werden.

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Ofen	1
2	Thermoblock	1
3	Tiegelzange	1
4	Hitzebeständiger Handschuh	1
5	Betriebshandbuch	1