

Ultrahochvakuum Beobachtungsfenster Kf-Flansch 304 Edelstahl Hochborosilikatglas Schauglas

Artikelnummer: KT-VA04



Einführung

KF-Ultrahochvakuum-Beobachtungsfenster mit Borosilikatglas für klare Sicht in anspruchsvollen Vakuumumgebungen. Der robuste 304-Edelstahlflansch gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Äußerer Durchmesser	Innendurchmesser (Ansichtsdurchmesser)	Maximale Temperatur	Dicke	Werkstoff
KF 25	40mm	23 mm	350°C	15,5 mm	Edelstahl 304 + Borosilikat
KF 40	55mm	20mm		15,5 mm	
KF 50	75mm	34mm		16mm	